

“聯興”動力式肌肉刺激器-向量干擾治療器 型號：AMSTIM 581

規格：

治療頻率	0 - 200 Hz
輸出電流	0 - 100 mA · 峰值(負載 1000 歐姆)
輸出頻道絕緣	各頻道分別以變壓器方式絕緣
載波	1K - 10K Hz(每0.5K Hz 為間隔) 正弦波
輸出頻道	8 組
安全裝置	患者用遙控安全開關
	零電位啟動裝置
	調整輸出鈕時，輸出立即轉換成連續輸出模式
	定電流輸出保護電路
	旋鈕鎖定保護
使用電源	交流 110 伏特/60 赫茲
輸出時間	1 - 99 分鐘
耗電流	1.5A
輸入功率	160VA Max.
容許電源變動	±10%
電源保險絲	F 2A 250V
重量	約 14 公斤 (不含架台)
尺寸	36 公分(長)× 48 公分(寬)×19 公分(高)(不含架台)
吸引力	0 - 250mmHg ±50mmHg
真空吸引頻率	0 - 50 次/分鐘，連續可調
真空吸引力指示功能	LED 指示

AMSTIM 581 標準附件：

型號	品名	規格	數量
A500-00	電源線	SJT18AWG*3C 60C12FT	1 條
A572-02	真空吸引線組/灰色四連管	紅白頭 180 公分	2 組
A576-02	真空吸引線組/灰色四連管	黃藍頭 180 公分	2 組
A571-00	真空吸引杯	無孔	16 個
A511-00	真空吸引用吸水棉	62m/m*20m/m, 打 4 孔	16 片
A805-00	遙控安全停止開關	26AWG 6.3STEREO PLUG 8ft	4 條

註：移動架台為標準配件，但非屬醫療器材，故不放在標準附件表內